

# FUJI RYŌKI

# mashua

マシュア シリーズ

頑張った脚に、ごほうびを。

## フットエア \* マッサージャー

AM-30

エアーマッサージャーF

mashuaブランドサイト  
<http://mashua.jp/>

f mashua公式Facebook  
TEAM "mashua"

じっくり  
ほっこり  
フットケア



## \* ひざ下をすっぽり包んで気になるむくみをマッサージ。

■ むくみやすいひざ下全体を  
カバーするブーツ型



■ 専門メーカーならではの  
本格マッサージ機能



■ 疲れに合わせて選べる  
2つの自動コース



商品のご購入は

オンラインショッピング フジ医療器モール

<http://www.fuji-mall.com/>



## ★ コンパクトに収めてすっきり。お部屋にマッチするマシュマロ型。

### ■ オシャレ雑貨のように、かわいく仕舞える収納ケース

ふわふわのマシュマロをイメージした、キュートな収納ケース付き。リビングのソファの横や飾り棚の上などにも、インテリア感覚で美しく収納できます。

【ずっと触れていなくなる、やさしい肌ざわり】

表面生地にふわふわの起毛素材を採用。かわいらしさと心地よさにこだわりました。



## ★ お気に入りが見つかる。3タイプのカラーバリエーション。

### ■ インテリアに合わせて 選べる3タイプ



### 私たちが企画しました

女性に本当に喜ばれる商品を企画するため、フジ医療器初となる女性社員だけを集めた「女性企画チーム(Team mashua)」を結成。

マッサージチェアのパイオニアとしての技術力と、Team mashuaによる女性ならではの本音と視点を活かし、可愛いのに本格的なセルフケアをおこなえる商品に仕上がりました。

### 仕 様

- ▶ 本体寸法 (約): (使用状態) 高さ×幅×奥行: 440mm×310mm×315mm  
(収納状態) 180mm×350mm×350mm
- ▶ 本体質量 (約): 約 2.3 kg [電源アダプタ除く]
- ▶ 定格時間: 15分 ▶ 電源: AC100V (50/60Hz)
- ▶ 消費電力: 24W
- ▶ 医療機器認証番号: 227ABZ00011000 (管理医療機器)  
(家庭用エアーマッサージ器 販売名: エアーマッサージャーF)

### AM-30 エアーマッサージャーF

■ メーカー希望小売価格:

**36,852円 (税別)**

JANコード: ピーチ (PK) 4951704134101  
ブルーベリー (A) 4951704134118  
ショコラ (BR) 4951704134095

※デザイン、仕様は改善のため予告なく改良することがありますのでご了承ください。※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

### 効能・効果

**あんま・マッサージの代用 疲労回復・血行促進・筋肉の疲れをとる・筋肉のコリをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解**



安全に関する  
ご注意

■ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。■ 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。● 医師からマッサージを禁じられている人 (例: 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■ 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ● 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 妊娠中、または出産直後の人 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ● 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人 ● 体温38℃以上(有熱期)の人 (例: 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。) ● 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)痛性]疾患の人 ● 捻挫、肉離れなど炎症性の人 ● その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ■ お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

### ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

### 商品のご購入は

オンラインショッピング フジ医療器モール

<http://www.fuji-mall.com/>

### 商品に関するお問い合わせは

#### お客様相談窓口のご案内

フジ医療器  
フリーダイヤル

**0120-0120-027-612**

受付: 月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 **06-4793-0818**

E-mail

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。  
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における  
個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のために、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報をご適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。



美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●記載内容は、平成27年4月現在のものです。